

## The efficient way to pack bowels

El Lap PakOR™ es un dispositivo de una sola pieza detectable por rayos X que evoluciona el método actual de taponamiento intestinal. Al retener de forma segura los intestinos y exponer claramente el sitio quirúrgico, el Lap PakOR™:

- Mejora la eficiencia del taponamiento intestinal, reduciendo el tiempo de empaquetado y eliminando la necesidad de volver a empaquetar
- Reduce la formación de adherencias posoperatorias en un 87 % en comparación con los métodos de taponamiento intestinal convencionales\*
- Reduce el riesgo potencial de objetos extraños retenidos

\*Estudio hecho por John Hopkins University (2011)



Referencia	Descripción	Presentación
W-18	Lap PakOR™ - Sistema de empaquetado abdominal	Caja de 5 unidades, estéril

Contacto: [sumedex@sumedex.es](mailto:sumedex@sumedex.es)

Dirección: C/Torreta de Miramar 12 Bajo, 46020 Valencia (España).

Telf. 963568400/ Fax 963568402